

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Point-of-care mobile power system

Name and address of the Applicant

Nom et adresse du demandeur

Enovate Medical
1152 Park Avenue, Murfreesboro, TN, 37129
United States of America

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Enovate Medical
1152 Park Avenue, Murfreesboro, TN, 37129
United States of America

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Enovate Medical
1152 Park Avenue, Murfreesboro, TN, 37129
United States of America

Rating and principal characteristics

leurs nominales et caractéristiques principales

External Power supply: Input: 100-240VAC, 47-63Hz, 1.63A –
0.7A, Output: 12VDC, 11A
Input: Lithium Ion Battery: 10.95VDC, 26.5Ah
Output: Channel 1 = 12-24Vdc @ 144W; Channel 2 = 5-12Vdc
@ 144W; Channel 3 = 12-
24Vdc @144W; Channel 4 = 5-12Vdc @144W.

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Sydekick

Type of manufacturer's Testing Laboratories used

Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

SY-100-LT and SY-100-FP

Model / Type Ref.

Réf. de type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur
la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC

Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

60601-1(ed.2);am1;am2

National differences / Comments

Les différences nationales / Commentaires

AU, CA, CH, DK, IL, JP, KR, SG, US

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue
partie de ce certificat

100677463ATL-001C

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Intertek Testing Services, N.A.
165 Main Street, Cortland, NY 13045, USA

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

